

[www.healy.de](http://www.healy.de)



Healy Analyse  
**Instrukcja obsługi**



Częstotliwości dla Twojego życia



Częstotliwości dla Twojego życia

**Uwaga:**

Nowa nauka pokazuje, że można wykorzystać analizę i optymalizację pola informacyjnego, by osiągać cele oraz uzyskiwać pozytywne efekty dzięki afirmacjom otrzymywanym lub przesyłanym za pośrednictwem systemu. Analiza i optymalizacja pola informacyjnego nie służą do diagnozowania, leczenia, łagodzenia i usuwania chorób ani zapobiegania im i nie zastępują badania ani leczenia przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

Healy dostarcza spersonalizowane informacje, które mogą pomóc użytkownikom dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o swoje dobre samopoczucie, witalność i świadomość. Informacje uzyskane od Healy nie powinny stanowić jedynej podstawy podejmowania decyzji prawnych, biznesowych, medycznych lub dotyczących relacji międzyludzkich, a producent wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania użytkowników podejmowane na podstawie informacji przekazanych przez Healy.

Wersja 2019-06-02

© 2019 Healy World GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie – szczególnie w Internecie, powielanie elektroniczne i przedruk, w tym w formie streszczenia, jest zabronione. Wyjątki tylko za wyraźną zgodą Healy World GmbH.

Healy World GmbH  
Potsdamer Platz 1  
10785 Berlin  
Niemcy

# Healy Analyse Instrukcja obsługi



## Wprowadzenie

W tej instrukcji obsługi objaśniono poszczególne programy i funkcje aplikacji Healy Analyse.

Aby regularnie otrzymywać ważne komunikaty oraz informacje o aktualizacjach programu, nowych bazach danych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### **Uwaga:**

Przed przeczytaniem tej instrukcji obsługi prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika. Użytkownik znajdzie tam instrukcje bezpieczeństwa, wszystkie aspekty związane z użytkowaniem Healy, dokładne informacje techniczne i instrukcje przechowywania.

Życzymy przyjemnego korzystania z Healy.


## Spis treści

<b>Wprowadzenie</b>	<b>4</b>
<b>Wstęp</b>	<b>6</b>
<b>1 Menu główne</b>	<b>8</b>
<b>1.1 Menu klienta</b>	<b>10</b>
1.1.1 Utwórz nowego klienta	10
1.1.1.1 Menu działań dla klienta	13
1.1.2 Usuń klienta	13
1.1.3 Wyszukaj nazwę	14
1.1.4 Menu opcji klienta	14
<b>1.2 Menu list</b>	<b>15</b>
1.2.1 Opcje listy	15
1.2.2 Menu wibracji	17
<b>2 Menu analizy</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Moduł rezonansu</b>	<b>19</b>
<b>2.2 Moduł aury</b>	<b>22</b>
<b>3 Menu ustawień</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Zmień język</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Ustawienia chmury</b>	<b>27</b>
3.2.1 Wyloguj	27
3.2.2 Edytuj profil konta w chmurze	27
3.2.3 Zmień hasło do konta w chmurze	28
3.2.4 Autoryzuj dodatkowe urządzenia	28
3.2.5 Utwórz kopię klucza głównego	28
3.2.6 Ustawienia synchronizacji	28
<b>3.3 Informacje</b>	<b>29</b>
<b>3.4 Połącz z Healy</b>	<b>29</b>
<b>3.5 Witryna internetowa Healy</b>	<b>29</b>
<b>3.6 Kontakt</b>	<b>30</b>
<b>3.7 Instrukcja obsługi</b>	<b>30</b>
<b>3.8 Instrukcja użytkowania</b>	<b>30</b>
<b>4 Uwagi</b>	<b>31</b>
<b>4.1 Wyłączenie odpowiedzialności</b>	<b>31</b>
<b>4.2 Jednoczesne korzystanie z różnych aplikacji Healy</b>	<b>31</b>
<b>4.3 Zgody na dostęp do zasobów smartfona</b>	<b>31</b>


## Wstęp

Aplikację Healy Analyse można pobrać bezpłatnie ze sklepów Apple App Store i Google Play Store. Aby rozpocząć pobieranie plików dla iPhone'a, kliknij ikonę „Pobieranie z chmury” w prawym górnym rogu (**rys. 0.1**). Aby rozpocząć pobieranie plików dla smartfonów z systemem Android, kliknij przycisk „Instaluj” (**rys. 0.2**).


Po pomyślnym zakończeniu pobierania i instalacji aplikacji Healy Analyse uruchom aplikację Healy Analyse (**rys. 0.3**). Aby podłączyć Healy do swojego smartfona, kliknij przycisk „Mam Healy” (**rys. 0.4**). Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń Healy, kliknij łącze „Jestem zainteresowany(-a) Healy” (**rys. 0.7**). Aby uzyskać połączenie z Healy, należy uruchomić Healy oraz Bluetooth w smartfonie. Jeśli Bluetooth jest wyłączony, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie (**rys. 0.5**). Po udanym włączeniu Bluetooth na liście pojawią się wszystkie urządzenia Healy znajdujące się w pobliżu. Wybierz swoje urządzenie z listy (**rys. 0.6**).




**Rys. 0.1:** Pobieranie aplikacji Healy Analyse ze sklepu Apple App Store




**Rys. 0.2:** Pobieranie aplikacji Healy Analyse ze sklepu Google Play Store




**Rys. 0.3:** Uruchamianie aplikacji Healy Analyse





**Rys. 0.4:** Nawiązywanie połączenia z Healy lub przejście na witrynę internetową Healy, aby uzyskać więcej informacji



**Rys. 0.5:** Komunikat o błędzie: Bluetooth jest wyłączony



**Rys. 0.6:** Lista znalezionych urządzeń Healy. Aby się połączyć, należy wybrać odpowiednie urządzenie



**Rys. 0.7:** Łącze do witryny internetowej Healy




Po połączeniu z Healy użytkownik może utworzyć konto w chmurze, jeśli jeszcze go nie posiada (**rys. 0.8**). Aby pomyślnie się zarejestrować, należy wypełnić wszystkie pola (**rys. 0.9**). Na zarejestrowany adres e-mail użytkownika zostanie wówczas wysłana wiadomość potwierdzająca oraz kolejna, w której użytkownik musi aktywować swoje konto w chmurze (bez aktywacji nie można się zalogować). Po zakończeniu rejestracji użytkownik może niezwłocznie zalogować się w aplikacji Healy Analyse i ją uruchomić (**rys. 0.10**).

Po pomyślnej rejestracji można zsynchronizować bazy danych z chmury, klikając przycisk „Synchronizuj teraz” (**rys. 0.11** i **rys. 0.12**).


**Uwaga:**

Zalecamy stabilne i szybkie połączenie Wi-Fi do synchronizacji, ponieważ bazy danych mają kilkaset MB.


Po zsynchronizowaniu z chmurą i zapisaniu klucza głównego można korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji Healy Analyse i tworzyć klientów.



**Rys. 0.8:** Tworzenie nowego konta w chmurze lub logowanie za pomocą danych użytkownika




**Rys. 0.9:** Rejestracja: wprowadzanie danych




**Rys. 0.10:** Logowanie po pomyślnym utworzeniu konta w chmurze






**Rys. 0.11:** Synchronizacja aplikacji Healy Analyse z chmurą



**Rys. 0.12:** Trwa synchronizacja z chmurą




## 1 Menu główne


Dotknięcie ikony domku w lewym dolnym rogu aplikacji Healy Analyse umożliwia dostęp do menu głównego. Można tutaj uzyskać dostęp do kategorii „Klienci” (czyli każdej osoby, w tym użytkownika, oraz każdego podmiotu, którego informacje są przechowywane w aplikacji lub w Holistic Health Cloud) oraz „Listy” (rys. 1.1.)

### 1.1 Menu klienta

W menu klienta użytkownik może tworzyć nowych klientów lub wyszukiwać i edytować już istniejących, a także zarządzać nimi (rys. 1.1.1).



Rys. 1.1: Menu główne




Rys. 1.1.1: Menu klienta


#### 1.1.1 Utwórz nowego klienta

Jeśli użytkownik kliknie ikonę „Utwórz nowego klienta”, otworzy się wyskakujące menu, w którym należy wybrać typ klienta. Użytkownik ma do wyboru następujące typy klientów: Osoba, Zwierzę, Roślina, Firma, Budynek, Pojazd, Grupa oraz Inne (rys. 1.1.1.1). Następnie można wprowadzić dane klienta (rys. 1.1.1.2).

W formularzu danych klienta użytkownik może wpisać następujące dane (na przykładzie klienta typu Osoba, patrz tabela poniżej):



Rys. 1.1.1.1: Wybór typu klienta




Rys. 1.1.1.2: Tworzenie nowego klienta


Pozycje menu: Dane klienta	Opis
Dodaj zdjęcie klienta	Aby wprowadzić zdjęcie klienta, dotknij sylwetki ( <b>rys. 1.1.1.2</b> ), a następnie zrób zdjęcie swoim telefonem komórkowym, korzystając z opcji „Zrób zdjęcie” lub wybierz zdjęcie z własnej galerii, dotykając przycisk „Wybierz zdjęcie z albumu”. W tym celu użytkownik musi udzielić aplikacji zgody na dostęp.
Zapisz wibracje	<b>W tym podmenu można zapisywać charakterystyczny wzór wibracji danego klienta (rys. 1.1.1.3).</b> Trzymając Healy w prawej dłoni, zacznij zapisywanie, dotykając przycisku „Zapisz wibracje”. Jeżeli Healy jest podłączony prawidłowo, zaczniesz zapisywać wibracje ( <b>rys. 1.1.1.4</b> ).
Tytuł	Tutaj wpisz tytuł klienta
Imię	Tutaj wpisz imię klienta
Nazwisko	Tutaj wpisz nazwisko klienta
Wyświetlaj jako	<b>W tym miejscu wpisz nazwę, która będzie wyświetlana w menu klienta (to pole aplikacja uzupełnia automatycznie imieniem i nazwiskiem). To jedyne pole wymagane, wszelkie pozostałe dane są opcjonalne (rys. 1.1.1.2)</b>
Data urodzenia	Tutaj użytkownik może wpisać datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień)
Miejsce urodzenia	Tutaj użytkownik może wpisać miejsce urodzenia
Mężczyzna / kobieta	Tutaj użytkownik może wybrać płeć klienta: Płeć „mężczyzna” (M) lub „kobieta” (K)
E-mail	Tutaj użytkownik może wpisać adres e-mail klienta.
Telefon	Tutaj użytkownik może wpisać numer telefonu klienta.
Adres	Tutaj użytkownik może wpisać fizyczny adres klienta. Użytkownik może wpisać następujące dane: Numer ulicy i domu, miasto, kod pocztowy, kraj ( <b>rys. 1.1.1.5</b> )
Pole opcjonalne	Synchronizacja danych klienta i dotyczących go danych analizy w chmurze. <b>Ważne:</b> Jeśli użytkownik wprowadza informacje o innej osobie, musi otrzymać uprzednią zgodę tej osoby na przesyłanie jej danych do chmury; jeśli jest to osoba niepełnoletnia, zgodę w tym zakresie wyraża rodzic lub opiekun.

Aby zapisać dane klienta, dotknij znak potwierdzenia w prawym górnym rogu ekranu (**rys. 1.1.1.6**). Po zapisaniu danych pojawi się wyskakujące okienko: „Czy zsynchronizować tego klienta z chmurą? Wymaga to zgody klienta”. TAK/NIE



- Jeśli użytkownik wybierze opcję „TAK”, dane klienta zostaną zsynchronizowane w chmurze i zapisane.
- Jeśli natomiast wybierze opcję „NIE”, dane klienta zostaną tylko zapisane.




**Rys. 1.1.1.3:** Tworzenie nowego klienta: zapisywanie wibracji




**Rys. 1.1.1.4:** Zapisywanie wibracji klienta



**Rys. 1.1.1.5:** Wprowadzanie danych adresowych klienta



**Rys. 1.1.1.6:** Zapisywanie danych klienta



**Rys. 1.1.1.7:** Tworzenie nowego klienta: zarządzanie dokumentami


Po zapisaniu pojawi się kolejne wyskakujące okienko z komunikatem „Klient zapisany”: Czy chcesz rozpocząć analizę: TAK/NIE

- Jeśli użytkownik wybierze opcję „TAK”, zostanie przeniesiony do menu analizy.
- Jeśli natomiast wybierze opcję „NIE”, pozostanie w menu klienta.


Jeśli klient został zapisany, w prawym górnym rogu ekranu obok znaku potwierdzenia uaktywni się menu działań dla klienta składające się z trzech poziomych pasków ( **rys. 1.1.1.7**).

#### 1.1.1.1 Menu działań dla klienta

W menu działań dla klienta użytkownik może wykonywać następujące czynności (**rys. 1.1.1.1**).



**Rys. 1.1.1.1.1:** Menu działań dla klienta




**Rys. 1.1.1.1.2:** Wyświetlanie list


Pozycja menu	Opis
Wyświetl listy	W menu „Wyświetl listy” użytkownik może otworzyć i przeglądać aktywne i dezaktywowane listy klienta ( <b>rys. 1.1.1.1.2</b> ). Listy aktywne to listy utworzone w aplikacji Healy Analyse. Listy dezaktywowane zawierają wygasłe parametry transmisji. Listy oznaczone na czerwono to te, które utworzono po analizie aury.
Powrót do klientów	Przycisk „Powrót do klientów” umożliwia powrót do głównego menu klienta.
Zapisz i analizuj	Przycisk „Zapisz i analizuj” pozwala uzyskać dostęp do menu analizy po zapisaniu danych klienta.
Usuń klienta	Przycisk „Usuń klienta” służy do usuwania wcześniej utworzonych klientów.
Anuluj	Przycisk „Anuluj” umożliwia powrót do menu klienta.

#### 1.1.2 Usuń klienta


Użytkownik może usunąć wcześniej utworzonych klientów, przeciągając wybranego klienta w lewo. Pojawi się menu z dwoma przyciskami: „Usuń” lub „Edytuj” (**rys. 1.1.2.1**).



**Rys. 1.1.2.1:** Edycja lub usuwanie klienta



**Rys. 1.1.3.1:** Wyszukiwanie nazwy



**Rys. 1.1.4.1:** Opcje dodatkowe w menu klienta

### 1.1.3 Wyszukaj nazwę

Pozycja menu „Wyszukaj nazwę” służy do wyszukiwania klientów (**rys. 1.1.3.1**).

### 1.1.4 Menu opcji klienta


W menu opcji klienta z trzema poziomymi paskami znajdującym się na górze ekranu po prawej stronie użytkownik może importować klientów z książki adresowej smartfona za pomocą przycisku „Importuj z książki adresowej” (**rys. 1.1.4.1**). W tym momencie aplikacja Healy Analyse zapyta, czy użytkownik udziela jej prawa dostępu do swoich kontaktów.

## 1.2 Menu list


Menu list wyświetla listy aktywnych i dezaktywowanych klientów. Wszystkie listy są ułożone chronologicznie wg daty utworzenia (**rys. 1.2.1**). Listy z analizy aury są zaznaczone na czerwono.

Aby usunąć listę lub zmienić jej nazwę, przeciągnij ją w lewo. Urządzenie wyświetli dwa przyciski, „Usuń” i „Zmień nazwę” (**rys. 1.2.2**).

Określone pozycje na listach analizy wskazują istotność, intensywność i moc parametrów, które można zastosować przy interpretacji list. Istotność (możliwa wartość liczbowa od -100% do +100%) oznacza bieżącą ważność danego wpisu dla klienta. Intensywność (możliwa wartość liczbowa od 1 do 10) określa, na ile klient zwraca uwagę na daną pozycję, w związku z czym parametr ten stanowi wskaźnik gotowości klienta do zajęcia się tą kwestią. Potencja to kolejny współczynnik wagowy wpisu na liście, który porządkuje wpisy według potencji homeopatycznej (możliwe wartości D, C i LM).




**Rys. 1.2.1:** Aktywne listy klientów



**Rys. 1.2.2:** Usuwanie i zmiana nazw list


### 1.2.1 Opcje listy

Przycisk „Działania” (**rys. 1.2.1.1**) i pozycja menu „Dodaj ręcznie” służy do dodawania dalszych pozycji ręcznie do listy w dowolnym momencie (**rys. 1.3.1.2**). Pozycję na liście oraz jej poszczególne elementy można edytować, uzupełniać lub usuwać za pomocą ikony ołówka i czerwonego znaku „X” (**rys. 1.2.1.3**). Ponadto przycisk „Działania” oraz pozycja menu „Dodaj z baz danych” mogą również służyć do ręcznego dodawania pozycji do listy z baz danych. Aby dodać pozycję, użytkownik może dotknąć znaku „+” obok pozycji lub znaku „+” w prawym górnym rogu ekranu, jeżeli jest bezpośrednio we wpisie pochodzącym z bazy danych (**rys. 1.2.1.4**). Użytkownik może również wyeksportować listę do pliku PDF (**rys. 1.2.1.5**).




**Rys. 1.2.1.1:** Otwieranie menu działań







Rys. 1.2.1.2: Menu działań dla list klientów




Rys. 1.2.1.3: Edycja, dodawanie lub usuwanie pozycji list



Rys. 1.2.1.4: Dodawanie pozycji list



Rys. 1.2.1.5: Eksportowanie listy do pliku PDF




Rys. 1.2.1.6: Funkcja filtrowania i sortowania list klientów

W menu na górze po prawej stronie znajduje się przycisk funkcji filtrowania i sortowania w postaci 4 pionowych pasków (rys. 1.2.1.6). Pozycje na liście można filtrować według Intensywności, Potencji, Stanu obecnego i Stanu pożądanego, a także według Istotności, Potencji i Intensywności w widoku górnym lub dolnym.


## 1.2.2 Menu wibracji

Po dotknięciu przycisku „Wibracje” na liście (rys. 1.2.2.1), użytkownik wchodzi do sekcji „Wibracje”.

W górnym menu po prawej stronie można wybierać różne tryby widoku podczas wibracji (rys. 1.2.2.2). W widoku kart wysłane pozycje listy wyświetlają się jedna po drugiej, a użytkownik może ustawić szybkość przełączania obrazów (rys. 1.2.2.2). W widoku przewijania lista przewija się w sposób ciągły od dołu do góry (rys. 1.2.2.4).




Rys. 1.2.2.1: Listy wibracji klientów




Rys. 1.2.2.2: Ustawienia widoku listy



Rys. 1.2.2.3: Widok listy wibracji: widok karty



Rys. 1.2.2.4: Widok przewijania




Rys. 1.2.2.5: Lista parametrów transmisji

Za pomocą pozycji menu „Wybierz czas trwania transmisji” użytkownik może ustawić czas trwania transmisji dla list (rys. 1.2.2.5). Do wyboru są następujące opcje:

- 890 ms
- 1 s 884 ms
- 3 s 989 ms
- 8 s 444 ms
- 17 s 875 ms
- 37 s 843 ms
- 1 m 20 s
- 2 m 49 s 600 ms
- 5 m 59 s
- 12 m 40 s
- 26 m 49 s
- 56 m 46 s 514 ms
- 2 h 12 s 590 ms
- 4 h 14 m 27 s
- 8 h 58 m 40 s
- Instrukcja obsługi

W przypadku ręcznej regulacji długości transmisji można osobno ustawić jej parametry, czyli dni, godziny, minuty i sekundy (**rys. 1.3.2.6**).

Parametry transmisji oblicza się zgodnie z regułą złotego podziału, dlatego powinny uzyskiwać optymalny efekt w polu klienta. Z naszego doświadczenia wynika, że zaleca się czas transmisji wynoszący przynajmniej 12 minut w przypadku transmisji do dużych przedmiotów, np. kamieni leczniczych czy nieruchomości.



**Rys. 1.3.2.6:** Ustawienia ręcznej parametrów transmisji

## 2 Menu analizy

Menu analizy obejmuje wszystkie moduły analityczne dostępne w aplikacji Healy Analyse. Mogą to być na przykład: moduł Rezonans i moduł Analiza Aury (**rys. 2.1**). Wszystkie moduły służą do analizowania pola informacyjnego klientów. Następnie analizy są automatycznie zapisywane i znajdują się w menu głównym w pozycji „Listy”.


### 2.1 Moduł rezonansu

W module analizy rezonansu można przeprowadzać analizę pola informacyjnego wszystkich utworzonych klientów, dzięki czemu można ustalić, z czym aktualnie najlepiej rezonuje dany klient.

Analiza wymaga połączenia z Healy. Najpierw należy wybrać istniejącego klienta (**rys. 2.1.1**).

W menu analizy rezonansu użytkownik znajdzie gotowe zdanie fokusowe: „Z czym najbardziej rezonuję obecnie?”, którego nie można zmieniać. Wybierając „Przejdź do wyboru z bazy danych”, użytkownik uzyskuje dostęp do bazy (**rys. 2.1.2**). Do wyboru ma następujące bazy danych:


- Australian Bush Flowers
- Alaskan Gemstone Elixirs
- Bach flowers
- I Ching
- Schuessler Salts
- Programy Healy Żłoty Cykl
- Programy Healy Ból/psychika
- Programy Healy Uczenie się
- Programy Healy Fitness
- Programy Healy Praca
- Programy Healy Sen
- Programy Healy Piękno
- Programy Healy Skóra
- Programy Healy Równowaga bioenergetyczna 1
- Programy Healy Równowaga bioenergetyczna 2
- Programy Healy Meridian 1
- Programy Healy Meridian 2
- Programy Healy Czakra
- Programy Healy Ochrona
- Programy Healy Głęboki cykl
- Wszystkie programy Healy




**Rys. 2.1:** Menu analizy z dwoma trybami analizy

Aby wyświetlić szczegółową listę poszczególnych pozycji bazy danych, dotknij niebieskiej ikony „i” na końcu danej kategorii (**rys. 2.1.3**). Nie można wybrać poszczególnych pozycji bazy danych. Potwierdź, klikając znak potwierdzenia na górze po prawej stronie (**rys. 2.1.4**), aby wybrać kategorię i powrócić do menu analizy rezonansu. Wybrana kategoria zostanie wyświetlona. Po dotknięciu symbolu ołówka użytkownik może wybrać inną kategorię (**rys. 2.1.5**).


Teraz można wykonać analizę, przykładając palec do wyświetlacza (**rys. 2.1.6**). Użytkownik może również przeprowadzić analizę dla klienta przez „neutralne skupienie się” na nim.




**Rys. 2.1.1:** Lista klientów w menu analizy rezonansu




**Rys. 2.1.2:** Zdanie fokusowe dla analizy rezonansu




**Rys. 2.1.3:** Bazy danych analizy rezonansu



**Rys. 2.1.4:** Pozycje w wybranej bazie danych




**Rys. 2.1.5:** Zdanie fokusowe dla analizy rezonansu



**Rys. 2.1.6:** Analiza rezonansu

Po zakończeniu analizy wyświetla się lista analizy zawierająca pięć pozycji, z którymi klient najlepiej rezonuje (**rys. 2.1.7**).

Z listy analizy użytkownik może utworzyć plik PDF do udostępniania innym osobom lub dodać dane z listy do pola klienta. Może również dodać pozytywne informacje do przedmiotu.



**Rys. 2.1.7:** Lista analizy rezonansu

## 2.2 Moduł aury

Aby wykonać analizę aury, należy wybrać istniejącego klienta.

Jeżeli użytkownik wybrał już klienta, ale nie ma jeszcze połączenia ze swoim Healy, aplikacja zażąda nawiązania połączenia. Po połączeniu z Healy użytkownik zostanie powróci do menu analizy aury i będzie mógł kontynuować analizę.


W module analizy aury użytkownik może utworzyć obraz aury (**rys. 2.2.1**) lub przejrzeć historię wcześniej utworzonych obrazów aury (**rys. 2.2.2**).

Wybierz pozycję „Zarejestruj aurę”, a Healy rozpocznie analizę aury (**rys. 2.2.2**).


W prawej górnej części ekranu obok kolistego obrazu zarejestrowanej aury znajdują się dwie ikony (**rys. 2.2.4**):

Ikona z symbolem chmury służy do tworzenia pliku PDF z obrazem aury i tekstem interpretacji trzech najbardziej aktywnych czakr (nie można utworzyć pliku PDF w widoku wykresu słupkowego) (**rys. 2.2.5**). Ikona ze znakiem „X” w lewym górnym rogu podglądu pliku PDF pozwala wrócić do poprzedniego widoku. Ikona udostępniania w prawej górnej części ekranu służy do przesyłania i udostępniania pliku PDF w różnych serwisach i kanałach (**rys. 2.2.6**).


Używając ikony w prawym górnym rogu menu rejestrowania aury, użytkownik może przełączać się między widokiem wykresu słupkowego a widokiem obrazu zarejestrowanej aury (**rys. 2.2.7**).



**Rys. 2.2.1:** Tworzenie obrazu aury




**Rys. 2.2.2:** Porównanie obrazów aury




**Rys. 2.2.3:** Rejestrowanie aury







Rys. 2.2.4: Utworzony obraz aury





Rys. 2.2.5: Obraz aury w formacie PDF



Rys. 2.2.6: Przekazywanie i udostępnianie obrazu aury w formacie PDF



Rys. 2.2.7: Różne formy obrazu aury: widok obrazu aury i wykres słupkowy




Rys. 2.2.8: Tekst interpretacji czakr


Po zarejestrowaniu aury można odczytać interpretację czakr, klikając opcję „Interpretacja” (rys. 2.2.8). Ikona ze znakiem „X” w prawej górnej części ekranu pozwala wrócić do poprzedniego widoku. Teksty interpretacji zawsze opisują trzy najaktywniejsze czakry. Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej o poszczególnych czakrach, wystarczy dotknąć np. przycisku „Więcej informacji o czakrze czoła” (rys. 2.2.9). Teksty interpretacji czakr zawierają informacje podzielone na następujące tematy:

- Poziom energetyczny
- Cel
- Informacje ogólne
- Temat życiowy
- Aspekty fizyczne
- Aspekty psychiczne
- Aspekty emocjonalne
- Aspekty duchowe
- Afirmacje
- Natura


Aby wykonać analizę czakr zaznaczonych kolorem granatowym w polach pod spodem, naciśnij przycisk „Rozpocznij analizę” (rys. 2.2.10). Domyślnie wybierane są trzy czakry o najniższych wartościach. Użytkownik może dodać inne czakry, dotykając pustych białych pól pod kolorowymi paskami wykresu. Liczbę czakr można też zmniejszyć, dotykając pól zaznaczonych kolorem granatowym.




Rys. 2.2.9: Więcej informacji o czakrach




Rys. 2.2.10: Analiza wybranych czakr




Rys. 2.2.11: Analiza trzech najaktywniejszych czakr



**Rys. 2.2.12:** Rozpoczęcie analizy trzech najaktywniejszych czakr



**Rys. 2.2.13:** Lista analizy aury



**Rys. 2.2.14:** Lista analizy obrazu aury w formie PDF

Po naciśnięciu przycisku „Rozpocznij analizę” aplikacja wykona analizę trzech najważniejszych czakr. Predefiniowane zdanie fokusowe brzmi: „Moja aura jest mocna i stabilna”, ale można je zmienić w zależności od potrzeb (**rys. 2.2.11**). Podczas formułowania zdania fokusowego należy pamiętać, że powinno ono być pozytywne i jasne, a ponadto oddawać cel analizy.

W menu analizy można wybrać opcję „Uwzględnij negatywną istotność”, aby otrzymać najwyższą ujemną istotność na liście analiz (**rys. 2.2.12**).

Ponadto można ręcznie zmienić liczbę wpisów dla czakry, dotykając automatycznie określonej liczby trzech wpisów i zmieniając ją za pomocą klawiatury.

Po analizie aury użytkownik przechodzi do menu Listy i może użyć przycisku „Działania”, aby skorzystać z dalszych opcji (**rys. 2.2.13**).


- Dodaj kolejne pozycje listy ręcznie
- Wyświetl listę jako PDF (**rys. 2.2.14**)

Użytkownik może też nacisnąć przycisk „Wibracje”, aby bezpośrednio zastosować wibracje do listy analizy aury (**rys. 2.2.15**).


Pozycję listy i jej poszczególne składniki można edytować, dodawać lub usuwać za pomocą ikony ołówka i czerwonego znaku „X” przed wyświetleniem (**rys. 2.2.13**).

Aplikacja sortuje wcześniej utworzone obrazy aury chronologicznie według daty utworzenia w historii w menu analizy aury (**rys. 2.2.16**).

Jeśli użytkownik właśnie utworzył obraz aury lub zdecydował się użyć obrazu aury z historii, może skorzystać z małej, okrągłej ikony „(i)” (w lewym górnym rogu), aby przeczytać interpretację obrazu aury lub przełączyć się między widokiem obrazu aury a wykresem słupkowym aury (w prawym górnym rogu) (**rys. 2.2.17**).



**Rys. 2.2.15:** Wibracje po analizie aury



**Rys. 2.2.16:** Historia analizy aury



**Rys. 2.2.17:** Widok wykresu słupkowego historii analizy aury

## 3 Menu ustawień

W menu ustawień użytkownik znajdzie następujące pozycje: Zmień język, Ustawienia chmury, Informacje, Połącz z Healy, Witryna internetowa Healy, Kontakt, Instrukcja obsługi, Instrukcja użytkownika (rys. 3.1).

### 3.1 Zmień język

W pozycji menu „Zmień język” można wybrać wersję językową (rys. 3.1.1).

### 3.2 Ustawienia chmury


W menu ustawień chmury można wprowadzić wszystkie ustawienia związane z kontem w chmurze, autoryzować dodatkowe urządzenia, utworzyć kopię zapasową klucza głównego i dostosować ustawienia synchronizacji. Użytkownik może korzystać z tego konta dla wszystkich usług sieciowych w przyszłości (rys. 3.2.1).

#### 3.2.1 Wylogowanie


Funkcja „Wyloguj” umożliwia wylogowanie się z konta w chmurze i ponowne zalogowanie na inne konto.

#### 3.2.2 Edycja profilu konta w chmurze


Użytkownik może edytować własny profil, naciskając ikonę ołówka (rys. 3.2.2.1).




Rys. 3.1: Menu ustawień



Rys. 3.1.1: Wybór języka



Rys. 3.2.1: Rejestracja w chmurze



Rys. 3.2.2.1: Menu chmury użytkownika



### 3.2.3 Zmiana hasła do konta w chmurze

Użytkownik może zmienić hasło do swojego konta w chmurze w sekcji „Zmień hasło”.

### 3.2.4 Autoryzacja dodatkowych urządzeń

W sekcji „Podłączone urządzenia w chmurze” użytkownik może autoryzować inne smartfony do logowania się na jego konto w chmurze za pomocą aplikacji Healy Analyse. Może również zaimportować klucz główny. Uwaga: aplikacja służy wyłącznie do użytkownika z jednym smartfonem i chmurą.

### 3.2.5 Kopia zapasowa klucza głównego

Za pomocą funkcji „Kopia zapasowa klucza głównego” można zapisać klucz do konta w chmurze. Klucz główny to jedyny sposób na odzyskanie własnych danych z chmury w przypadku utraty urządzenia. Aby utworzyć kopię zapasową, należy przejść do ustawień chmury i wybrać opcję „Kopia zapasowa klucza głównego” (rys. 3.2.5.1). Dotknij przycisku „Zapisz klucz główny” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.




### 3.2.6 Ustawienia synchronizacji

Za pomocą pozycji menu „Użyj mobilnej transmisji danych do synchronizacji” użytkownik może włączyć mobilną transmisji danych (z kartą SIM) również w celu synchronizacji (rys. 3.2.6.1).

„Synchr. automatyczna” umożliwia automatyczną synchronizację danych między aplikacją Analyse a chmurą, jeśli dostępne jest połączenie z Internetem.

„Synchr. list włączona” automatycznie synchronizuje listy analizy klientów.

„Synchronizuj zmiany” służy do synchronizacji ostatnio utworzonych danych do chmury lub z niej.



**Rys. 3.2.5.1:** Zapisywanie klucza głównego umożliwiającego późniejszy dostęp do danych w chmurze.


**Rys. 3.2.6.1:** Synchronizacja aplikacji Healy

„Pełna synchronizacja” przywraca wszystkie dane z chmury.

**Uwaga:** Do synchronizacji zalecamy korzystanie ze stabilnego i szybkiego połączenia Wi-Fi, ponieważ bazy danych mają rozmiar kilkuset MB.

### 3.3 Informacje


W „Informacjach” użytkownik znajdzie wersję aplikacji Healy Analyse, informacje sprzętowe o Healy oraz politykę prywatności i metrykę urządzenia (**rys. 3.3.1**).



**Rys. 3.3.1:** Informacje sprzętowe o aplikacji Healy

### 3.4 Połącz z Healy

Opcja „Połącz z Healy” służy do nawiązywania połączenia między aplikacją a urządzeniem Healy przez Bluetooth. Aplikacja wyszukuje urządzenia Bluetooth w pobliżu. Jeśli znajdzie odpowiednie urządzenie, wyświetla je wraz z numerem seryjnym (na przykład: 01:01:01:01:01:4B). Po dotknięciu ikony informacji (i) po prawej stronie, aplikacja Healy Analyse łączy się z urządzeniem Healy (**rys. 3.4.1**).




**Rys. 3.4.1:** Połączenie z Healy

### 3.5 Witryna internetowa Healy

Przycisk „Witryna internetowa Healy” przekierowuje użytkownika na witrynę internetową Healy (**rys. 3.5.1**):

<https://healy.de/>

Tutaj można znaleźć najnowsze informacje o Healy.



**Rys. 3.5.1:** Witryna internetowa Healy



### 3.6 Kontakt


Tutaj użytkownik znajdzie dane kontaktowe, z których można skorzystać, aby w każdej chwili skontaktować się z naszym zespołem (**rys. 3.6.1**).

### 3.7 Instrukcja obsługi


Tutaj znajduje się łącze do najnowszej wersji instrukcji obsługi aplikacji Healy Analyse (**rys. 3.7.1**).

### 3.8 Instrukcja użytkowania


Tutaj znajduje się łącze do najnowszej instrukcji użytkowania Healy.



**Rys. 3.6.1:** Dane kontaktowe Healy



**Rys. 3.7.1:** Instrukcja obsługi Healy Analyse w sieci



**Rys. 4.3.1:** Zgoda na dostęp do zdjęć, mediów i plików danych

## 4 Uwagi

### 4.1 Wyłączenie odpowiedzialności


Prosimy o zapoznanie się z klauzulą wyłączenia odpowiedzialności, która pojawia się po każdym uruchomieniu aplikacji Healy Analyse: Healy dostarcza spersonalizowane informacje, które mogą pomóc użytkownikom dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o swoje dobre samopoczucie, vitalność i świadomość. Informacje uzyskane od Healy nie powinny stanowić jedynej podstawy podejmowania decyzji prawnych, biznesowych, medycznych lub dotyczących relacji międzyludzkich, a producent wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania użytkowników podejmowane na podstawie informacji przekazanych przez Healy.

### 4.2 Jednoczesne korzystanie z różnych aplikacji Healy


Healy można używać z aplikacją Healy lub Healy Analyse. Uwaga: nie można używać obu aplikacji jednocześnie z tym samym urządzeniem Healy.

### 4.3 Zgoda na dostęp do zasobów smartfona


Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji Healy Analyse lub połączyć się ze swoim urządzeniem Healy, użytkownik jest proszony w różnych miejscach w aplikacji Healy Analyse o udzielenie dostępu do zdjęć, multimediów i plików na swoim smartfonie lub do lokalizacji swojego smartfona i uprawnień Bluetooth (**rys. 4.3.1** - **rys. 4.3.4**). Aby korzystać z odpowiednich funkcji, udzielenie dostępu do tych zasobów jest konieczne.



**Rys. 4.3.2:** Zgoda na dostęp do kontaktów



**Rys. 4.3.3:** Zgoda na dostęp do danych lokalizacji



**Rys. 4.3.4:** Zapytanie o zgodę na włączenie Bluetooth



Częstotliwości dla Twojego życia

Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlin | Niemcy  
Tel. +49 30 54905949-1 | [www.healy.de](http://www.healy.de) | [info@healy.de](mailto:info@healy.de)